

Italy • SAFETY



Standard
M2



Features & Function

Ergonomic design

เบาะกว้างขนาดใหญ่ หุ้มด้วยหนังแท้แบบเย็บตะเข็บ พร้อมการออกแบบพิเศษ เพื่อให้คนไข้รู้สึกสบายด้วย Italian waist support

Dentist Tray

มีถาดเครื่องมือใหญ่พิเศษ และที่วางสายสำหรับ Triple syringe, Handpiece พร้อมแผงควบคุมที่มีปุ่ม pre-set, re-set และ memory position สูงสุด 9 ตำแหน่ง



Water Disinfection

กันการปนเปื้อนเชื้อด้วยแหล่งจ่ายน้ำสะอาด 2 จุด พร้อมระบบสวิตช์



LED Operation Light
ระบบให้แสงสว่างแบบหลอดไฟ LED มี 6 ดวง เลือกสีของแสงไฟได้ทั้งแสงสีขาวและแสงสีส้ม ควบคุมการทำงานด้วย sensor



Assistant Tray
มีที่วางและสายดูดสำหรับ High power suction, Saliva ejector, Triple syringe พร้อมที่วางสำรอง 2 ตำแหน่ง มีถาดวางของและแผงควบคุมการทำงาน



Headrest

สามารถปรับองศาของเบาะศีรษะให้เหมาะกับคนไข้ได้ทุกช่วงอายุ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ



Armrest

Single armrest ที่วางแขนสามารถหมุน-พับเก็บได้



Treatment box

ออกแบบอย่างมีระเบียบ สามารถปรับได้ 60°



Spittoon Unit Body

อ่างน้ำขุ่นปากเป็นวัสดุเซรามิก ผิวเรียบ ถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถปรับองศา 90° ที่ช่วยให้คนไข้บ้วนปากได้สะดวก



Foot Control

ควบคุมการปรับระดับเบาะคนไข้ และตำแหน่งที่สามารถเลือกให้ลมออกเท่านั้นหรือมีน้ำร่วมด้วย



Optional

Dentist chair

ออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) ปรับขึ้นลง 450 - 610 mm ปรับองศาการเอน ≥ 15°



T600 LED



T800 LED



T900 LED



Multi Functional Foot Pedal



Sewn microfiber leather

Standard Equipment & Features

Dentist Side

- ที่วางเครื่องมือเป็นแบบแขวน Hanging hose
- ช่องวางอุปกรณ์ 6 ช่อง
- สายด้ามกรอเร็ว 2 เส้น
- สายด้ามกรอช้า 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานนี้ Dentist tray
- ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์

Junction Box

- สวิตช์สำหรับเปิด-ปิด การทำงานของเก้าอี้ทำฟัน

Vacuum System

- ระบบดูดแบบ Air suction

Chair Driving System

- ระบบเกียร์มอเตอร์
- ตำแหน่งมาตรฐาน pre-set และ re-set

Assistant Side

- แผงควบคุมการทำงานและถาดวางเครื่องมือเป็นชิ้นเดียวกัน
- ช่องวางอุปกรณ์ 5 ช่อง ที่
- สาย High power suction 1 เส้น
- สาย Saliva ejector 1 เส้น
- สาย Triple syringe 1 เส้น
- แผงควบคุมการทำงานนี้ Assistant tray

Spitton Unit Body

- อ่างน้ำบ้วนปากวัสดุเซรามิก ถอดออกได้
- ปรับอ่างบ้วนปากหมุนได้ 90°
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำ ด้วยปุ่มกด สำหรับน้ำในอ่างและน้ำในแก้ว
- มีระบบตั้งค่าปริมาณน้ำในแก้ว
- ที่กรองวัสดุก่อนลงท่อน้ำทิ้ง
- วอดน้ำสำหรับบรรจุน้ำกลั่นสะอาด 2 วอด

Foot Control

- ควบคุมด้ามกรอและปรับตำแหน่งเก้าอี้คนไข้
- ควบคุมการทำงานของด้ามกรอได้ทั้งแบบมีน้ำและไม่มีน้ำได้
- ควบคุมเปิด-ปิดน้ำในอ่างบ้วนปาก และเติมน้ำในแก้ว

LED Operating Light

- สวิตช์เปิด-ปิด และปรับโหมดที่ตัวโคมไฟ
- ให้แสงสว่างได้ 2 สี Cool light และ Warm light
- ปุ่มปรับงานเปิด-ปิดไฟ และปรับระดับด้วย Sensor



Optional Equipment & Features

- ติดตั้งเครื่องดูดหินปูน
- ติดตั้งด้ามกรอ Electric Micromotor
- จอ LCD
- เบาะหนังแท้แบบหุ้มตะเข็บ
- โคมไฟ LED รุ่น T800 , T900
- สวิตช์เก้าอี้แบบ Multi Function

Color Guide

PU





LEATHER




Specifications

Name / Model	▶ M2
Input volage	▶ 100 - 240 VAC
Frequency	▶ 50 Hz / 60 Hz
DC motor	▶ d.c. 24 V
Power consumption	▶ 1100 VA
Safety standard	▶ GB 9706.1-2007
Patient seat elevation system	▶ Electric gear system
Seat height	▶ Min 39 cm Max 67 cm
Weight	▶ Approximately 200 kg



Junction Box



I ท่อลม PPR ขนาด 4 นิ้ว พร้อมเกลียวใน	II ท่ออากาศ PVC ขนาด 4 นิ้ว	III ท่อน้ำดี (ท่อประปา) PVC ขนาด 4 นิ้ว พร้อมขอบแนวเกลียวใน
IV ท่อน้ำทิ้ง (ถังล้างขนาดใหญ่) PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้วครึ่ง	V ท่อน้ำทิ้ง (ดูดน้ำลาย / suction) PVC ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 นิ้วครึ่ง	VI แบบไฟฟ้า เฉพาะชนิด